

هیتر استایرر دیجیتال مدل D-500

مشخصات فنی : المنت 650 وات با توان حرارتی 370 درجه سانتی گراد
کنترل تمام دیجیتال دما، دور و تایمر با استفاده از یک ولوم دیجیتال
دارای set point با تنظیم یک درجه و دقت دو درجه
دارای نشانگر درصد خروجی ولتاژ موتور
دارای تایمر با دقت یک دقیقه جهت تنظیم زمان کار و پایان کار
تنظیم زمان بی نهایت
قابلیت کالیبراسیون دما
صفحه واشری از جنس استیل جهت تبادل حرارتی، گرمایی و تشعشعی
صفحه آلومینیومی با قطر 18 سانت
یک سال گارانتی کامل دستگاه
گارانتی مادام العمر المنت

