



مدل دستگاه	FD55
ابعاد داخلی	38*46*32
ابعاد خارجی	52*73*46
توان	800w
ولتاژ	220v

► Digital oven

Digital Emergency Device is used for sterilizing and drying medical and laboratory equipment in all laboratories of medical diagnosis and quality control of industrial equipment and for preparing soil samples and general use. It has a digital thermostat, a gas thermostat and a 120-minute timer and is equipped with a steam and gas discharge valve. The device works with (+5) or (-5) precision by producing a controllable heat from 70 ° C to 250 ° C. The outer body is made of aluminum sheet with electrostatic coating and the inner body is made of aluminum and steel.

◀ فور آون دیجیتال

دستگاه فور (آون) دیجیتال جهت استریل و خشک نمودن وسایل پزشکی و آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کنترل کیفی لوازم صنعتی و آماده نمودن نمونه‌های خاک و مصارف عمومی کاربرد دارد.

این دستگاه دارای ترمومتر دیجیتال، ترموستات گازی و تایمر ۱۲۰ دقیقه ای بوده و همچنین مجهز به دریچه تخلیه بخار و گاز است. دستگاه مذکور با ایجاد حرارت قابل کنترل از ۷۰ درجه سانتیگراد تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد با دقت (+۵) و یا (-۵) کار می‌کند.

بدن هی خارجی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و بدنه داخلی در دو نوع آلومینیوم و استیل ساخته و عرضه می‌گردد.

مدل دستگاه	FH55
ابعاد داخلی	38*46*32
ابعاد خارجی	52*73*46
توان	800w
ولتاژ	220v



► Smart Four oven (HD oven)

The smart door is fitted with a digital thermostat, thermostat and timer and features a smart PID system as well as a steam and gas discharge valve. The outer body is made of aluminum sheet with electrostatic coating and the inner body is made of aluminum and steel.

◀ فور اوون هوشمند

فور (آون) هوشمند مجهز به ترمومتر، ترموستات و تایمر دیجیتال بوده و دارای سیستم هوشمند PID و همچنین دریچه تخلیه بخار و گاز می‌باشد. بدنه خارجی از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و بدنه داخلی از دو جنس آلومینیوم و استیل ساخته و عرضه می‌گردد. این دستگاه در دو مدل فن دار و ساده تولید می‌شود.