

COD-1400

ساخت ایران

تماس: ۰۹۱۳۴۰۴۹۱۵۳-۰۳۱۳۳۳۴۴۵۰

Email: info@pkpiran.com

پدیده کیفیت پارسیان

www.pkpiran.com



COD TEST TUBE HEATER

WITH 25 VIAL CAPACITY

- راکتور COD از بلاک ۲۵ تایی آلومینیم ساخته شده است .
- قابلیت تنظیم دما در محدوده دمای محیط تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد را دارا می باشد.
- دارای کنترلر کننده کره ای می باشد.
- دارای ایمنی دمای بالا می باشد.

Specification

cod-1400

Temperature reaction	105or150°C
Temperature Stability	±0.5°C
Temperature Range	25°C to 150°C
Accuracy	±1°C
Capacity	25 vial 16*100mm
Warm-up time	10-15min
Block	Aluminum
Environment	25°C to 45°C
Calibration	with thermometer calibration
Guaranty	one years
Dimension	28*32*13
Weight	8 kg