




MS100
(HP100)



HP12



HP15



- 작은 용기의 가열에 적합함 (HP12, HP15)
- 소형으로 좁은 공간에서의 사용이 편리함 (HP12, HP15)
- max. temperature 380°C
- 균일한 표면 온도 분포

- Analog temperature controller
- Ceramic coated top plate
- Top plate의 다양한 사이즈

Features

- ▶ Top plate의 다양한 사이즈, 선택의 다양성
- ▶ 가열 온도는 Analog temperature controller로 제어 (k type 센서 내장)
- ▶ Top plate는 빠른 열전도성과 plate 전체의 표면 온도를 매우 균일하게 유지.
- ▶ Ceramic coated top plate는 내열성, 내약품성 및 내식성이 강하다.

Specifications

Model		HP12	HP15	MS100(HP100)
Type		Hot plate		
Temperature	Range	Max.380°C		
	Display	Scale(temperature)		
	Controller	Analog temperature controller		
Heater Power	350W	480W	680W	
Top Plate		Ceramic coated top plate		
Dimensions	Plate area(mm)	120×120	150×150	180×180
	Overall(W×D×H)(mm)	160×280×107	160×280×107	200×310×107
Electrical Supply		220V 50/60Hz or 110V 50/60Hz		
Weight		1.8Kg	1.9Kg	2.8Kg
Price				