



RPM: 500-7000








سانتریفوژ کلاسیک PIT140

سانتریفوژ رومیزی با قابلیت استفاده از روتورهای گوناگون

مشخصات فنی سانتریفوژ کلاسیک PIT140

۳۴۰۱	کد کالا
۲۱۰-۲۳۰ ~ V	ولتاژ
< ۴ A	جریان
۵۰ Hz	فرکانس
۶×۵۰ ml	حداکثر ظرفیت
۱/۲ kg/dm ^۳	حداکثر چگالی مجاز مواد
۵۰۰-۷,۰۰۰ rpm	سرعت چرخش
۵,۶۴۳	حداکثر نیروی گریز از مرکز
۳,۶۰۰ Nm	حداکثر انرژی جنبشی
حداکثر رطوبت ۸۰٪ در دمای ۳۱°C، کاهش به صورت خطی تا ۵۰٪ در دمای ۴۰°C فشار معادل حداکثر ۲,۰۰۰ متر بالای سطح دریا	شرایط محیطی
۹۵۰ VA	حداکثر توان مصرفی
۱۲ kg	وزن تقریبی
۴۰۰ mm×۳۱۶ mm×۲۴۵ mm	ابعاد (ارتفاع×عرض×عمق)

مشخصات روتورها

angle rotor, 6 place $\triangle 35^\circ$  max. RCF 5,478 7,000 RPM	12×100 17×100 24×100 34×100 16×92 15×102 13×75 13×100 17×120 29×115 26×95 29×107 
angle rotor, 12 place $\triangle 35^\circ$  max. RCF 5,643 7,000 RPM	10.7×36 11×38 12×75 12×82 17×100 8×66 13×65 11×66 11×92 13×90 15/16×92 15×102 13×75 13×100 16×125 16×100 17×102 17×59 17×120 1.5, 2 ml 5ml 
swing-out rotor, 6 place $\triangle 90^\circ$  max. RCF 5,071 6,000 RPM	10.7×36 11×38 10×88 12×75 12×82 17×100 8×66 13×65 11×66 15×75 11×92 13×90 15/16×92 13×75 16×75 13×100 16×100 17×102 1.5, 2 ml 
swing-out rotor, 12 place $\triangle 90^\circ$  max. RCF 2,963 5,000 RPM	12×75 13×65 11×66 13×75 