

KERN ORF45BE

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen - ECO-Refraktometer



Messsystem

ATC:	ja
Genauigkeit:	0,200 %
Messbereich:	0 % - 45 %
Skalen:	Brix
Teilung:	0,100 %

Dienstleistungen (optional)

Werkskalibrierschein:	961-290
-----------------------	---------

Kategorie

Marke:	Optics
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	235 x 200 x 65 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	650 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	558,210 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	145 x 67 x 40 mm
----------------------	------------------

Piktogramme

STANDARD

